

## Dräger DrugTest® 5000 Drugtestsystemen

Niet pipetteren, niet druppelen, niet timen: met de Dräger DrugTest® 5000 laten zich niet alleen speekselmonsters snel en eenvoudig afnemen. U kunt het monster direct daarna automatisch analyseren – voor een betrouwbaar resultaat ter plaatse.



## Voordelen

---

### Drugstest met monsterafname en analyse in één systeem

Het Dräger DrugTest® 5000 Systeem bestaat uit twee hoofdcomponenten: de Dräger DrugTest 5000 Analyzer en de Dräger DrugTest 5000 Testkits. Of het nu gaat om point-of-care testing (POCT) of on-site testen, dit systeem biedt u alles wat u nodig hebt voor een eerste beoordeling op locatie. U weet ter plekke of iemand onder invloed van drugs verkeert.

---

### Direct klaar voor gebruik met de testkit

De Dräger DrugTest 5000 Testkit biedt u een gebruiksklaar monsterafnamesysteem. U wilt een persoon controleren? Verwijder eenvoudig het beschermkapje en overhandig de testcassette aan de testpersoon; deze neemt zelf het monster.

---

### Eenvoudige en veilige bediening – zelfs onder ongunstige omstandigheden

Zelfs wanneer het er hectisch aan toe gaat: het analyseapparaat laat zich met slechts drie knoppen bedienen. De bediening is menugestuurd. Volg gewoon de instructies in duidelijk leesbare tekst.

---

### Hygiënisch en pijnloos speekselmonsters (orale vloeistof) verzamelen

De testpersoon beweegt het bovenste deel van de collector kort heen en weer tussen zijn wang en tandvlees tot de ingebouwde indicator door een blauwe verkleuring aangeeft dat er voldoende monstervloeistof is verzameld. Dit duurt gewoonlijk minder dan één minuut en nooit langer dan vier minuten. De testpersoon geeft vervolgens de afgesloten cassette aan u terug – zonder dat u in aanraking komt met het speekselmonster.

---

### Automatische analyse biedt snel zekerheid

De detectie van mogelijk drugsgebruik begint onmiddellijk na het verzamelen van het speekselmonster. Plaats gewoon de testcassette en de cartridge in de Analyzer en de analyse wordt direct automatisch uitgevoerd. Daardoor houdt u uw handen vrij en kunt u uw aandacht vestigen op de testpersoon. Het resultaat wordt na slechts enkele minuten weergegeven.

---

### Duidelijke resultaten zonder interpretatie

Ook het meetresultaat wordt in het display in volledig leesbare tekst weergegeven. Verkeerde interpretaties zijn dan ook vrijwel onmogelijk. Meer details kunnen aan de resultaten worden toegevoegd via het externe toetsenbord, ze kunnen worden opgeslagen of direct worden afgedrukt via de Dräger Mobile Printer (optioneel).

## Voordelen

---

### Verdere voordelen van de Dräger DrugTest® 5000 Testkit:

- hoge mate van overeenstemming met de bloedmonsters en de in Duitsland geldende detectielimieten (bevestigd in een veldtest door de Duitse politie-universiteit)
  - extreem lage detectielimiet voor THC, het voornaamste actieve ingrediënt van cannabis
  - gemakkelijk te bedienen, zelfs met veiligheidshandschoenen
  - werkt op 230 V netvoeding of via een 12 V voertuigaansluitkabel
  - gemakkelijk te vervoeren, weegt 4,5 kg (optioneel verkrijgbaar met draagtas of robuuste transportkoffer)
  - verschillende configuraties verkrijgbaar (afhankelijk van de uitvoering kunnen meerdere stoffen tegelijkertijd worden gedetecteerd)
  - gebruik bij temperaturen tussen 4 °C en 40 °C mogelijk
  - kwaliteitsbestendig bij opslag in de originele verpakking tot 30 °C
- 

### Betrouwbare screening van geneesmiddelen en drugs

Het Dräger DrugTest 5000 Systeem kan de volgende (maximaal acht) stoffen/stofklassen detecteren met vooraf gedefinieerde detectiegrenzen ("cutt-offs"):

- Amfetamine
  - Benzodiazepinen
  - Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC (cannabis))
  - Cocaïne
  - Methamfetamine
  - Opiaten
  - Methadon
  - Ketamine
- 

### Dräger SSK 5000: Detectie van drugs op oppervlakken of in substanties

Wilt u direct ter plaatse weten of sporen van drugs aanwezig zijn op een stuurwiel en of de inhoud van een verdacht zakje drugs bevat? Beantwoord dergelijke vragen eenvoudig door een monster te nemen met de Dräger Surface Screening Kit (SSK 5000) en het monster over te brengen naar de Dräger DrugTest 5000 Testkit. Vervolgens kunt u het monster analyseren met de Dräger DrugTest 5000 Analyzer.

## Toebehoren



ST-3451-2003

### Compacte toetsenborden

- met PS/2 interface, afmetingen ca. 28,2 x 13,2 x 2,4 cm.
- Verschillende toetsenbordindelingen (QWERTY, QWERTZ, AZWERTY) naar keuze.



ST-8404-2006

### Dräger Mobile Printer

De Dräger Mobile Printer drukt de meetresultaten van ademalcohol- en drugstesten direct ter plekke af.



D-52.806-2012

### Draagtas Dräger DrugTest® 5000 Analyzer en toebehoren

De handige draagtas voor een gemakkelijk transport van het Dräger DrugTest® 5000 System biedt ruimte voor alle benodigde materialen: DrugTest® 5000 Analyzer, testkits, Dräger Alcotest® 6820/7510, mondstukken en Mobile Printer.



D-4337-2014

### Transportkoffer Dräger DrugTest® 5000 Analyzer

De robuuste koffer voor een veilig transport van de Dräger DrugTest 5000 Analyzer biedt extra ruimte voor het toetsenbord, printerpapier en voedingskabel.

## Verwante producten

D-42702-2015



### Dräger DrugCheck® 3000

Met de Dräger DrugCheck® 3000 weet u binnen enkele minuten of een persoon onder invloed van drugs is. De compacte en hygiënische, op speeksel gebaseerde, drugstest levert eenvoudig en snel betrouwbare resultaten. De drugstest werkt onafhankelijk van het stroomnet en is dus overal inzetbaar.

D-43472014



### Dräger SCK

Om aan de 'chain of custody' (gewaarborgde keten) procedures voor een confirmatie te voldoen, gebruikt u het verzamelsysteem Dräger SCK met speekselcollector voor laboratoriumanalyse van één monster inclusief verzendmateriaal.

D-74696-2013



### Dräger Alcotest® 6820

De handhaving van rijden onder invloed is een onvoorspelbare en stressvolle taak. Dräger heeft de Alcotest® 6820 specifiek ontworpen om te voldoen aan de behoeften van de rechtshandhaving. Het handmeetinstrument is eenvoudig te gebruiken en biedt snelle en betrouwbare resultaten in moeilijke situaties waarin elke seconde telt.

ST-15093-2008



### Dräger Alcotest® 7510

Dit compacte en robuuste ademalcoholmeetinstrument is ontworpen voor de geavanceerde toepassing als selectiemiddel. Speciaal bestemd voor gebruik door de politie, maar ook in bedrijven en in de industrie. De Alcotest® 7510 kan, afhankelijk van de wettelijke en marktspecifieke eisen, ook worden gebruikt als gerechtelijk bewijsmiddel.

## Technische gegevens

Bedrijfsspanning	12 V gelijkspanning (via meegeleverde voeding)
Opgenomen vermogen	Typisch 3 A
Afmetingen (b x h x d)	200 x 260 x 250 mm
Gewicht	4,5 kg
Temperatuurbereik	Bedrijf: 4 °C tot 40 °C Opslag / transport: -20 °C tot +60 °C Relatieve luchtvochtigheid 5% tot 95% (niet-condenserend)
Interfaces	Optisch voor printer, PS/2, USB slave
Duur van de meting	Afhankelijk van de gebruikte testkit (typisch < 9 minuten) optioneel: analyse binnen <5 minuten door de THC cut-off te verhogen naar 25 ng/ml (na update van de apparaat software)
Opslagcapaciteit	500 datarecords
Toelatings / normen	Toegelaten als medisch product binnen de EU conform de richtlijn 98/79/EG in-vitro diagnostische medische hulpmiddelen(IVD). Buiten de EU uitsluitend voor niet-medisch (Non-IVD) of forensisch gebruik (alleen VS).

## Bestelinformatie

Beschrijving	IVD	Verpakkingseenheid	Bestelnummer
Dräger DrugTest® 5000 Analyzer, incl. voeding (83 15 675) en 12 V voertuigaansluitkabel	IVD	1 analyseapparaat	83 19 900
Testkit (8-panel) voor 8 drugs categorieën* COC, OPI, BENZO's (BZO), THC, AMP, METH (MET), MTD, KET	IVD	20 stuks	83 23 646
COC, OPI, BENZO's (BZO), THC, AMP, METH (MET), MTD, KET	IVD	5 stuks (voor NL)	38 11 043
Testkit (7-panel) voor 7 drugs categorieën* COC, OPI, BENZO's (BZO), THC, AMP, METH (MET), MTD	IVD	20 stuks	83 23 156
Testkit (6-panel) voor 6 drugs categorieën* COC, OPI, BENZO's (BZO), THC, AMP, METH (MET)	IVD	20 stuks	83 19 830
COC, OPI, BENZO's (BZO), THC, AMP, METH (MET)	IVD	5 stuks (voor NL)	38 11 038
Testkit (5-panel) voor 5 drugs categorieën* COC, OPI, THC, AMP, METH (MET)	IVD	20 stuks	83 23 439
Training testkit (6 testkits) Elke training testkit is geschikt voor 3x positief / 3x negatief controle		6 stuks	83 23 640

## Bestelinformatie

Dräger SSK 5000	20 stuks	83 20 490
Dräger SCK (Salvia Confirmation Kit)	1 set	83 23 880
- confirmatie pakket voor sample analyse door laboratorium**		
Compact toetsenbord, Engelse toetsenbordindeling ("QWERTY")	1 stuks	83 15 497
Compact toetsenbord, Duitse toetsenbordindeling ("QWERTZ")	1 stuks	83 15 095
Compact toetsenbord, Franse toetsenbordindeling ("AZERTY")	1 stuks	83 15 142
Barcodelezer	1 stuks	op aanvraag
Dräger Mobile Printer	1 stuks	83 19 310
Draagtas voor DrugTest® 5000 Analyzer en toebehoren	1 stuks	83 22 675
Transportkoffer voor DrugTest® 5000 Analyzer	1 stuks	83 25 333

\*COC: cocaïne – \*OPI: opiaten – \*BENZO's (BZO): benzodiazepinen – \*THC: cannabis – \*AMP: amfetamine – \*METH (MET): methamfetamine – \*MTD: methadon – \*KET: ketamine

\*\*Voor 'Chain of custody' waarborg bevat elke verpakkingseenheid:

2 DCD 5000 speekselcollectors (2<sup>de</sup> is voor evt. contra expertise), 2 transportbuisjes gevuld met isopropanol, 2 verzegel labels, 1 verzendzakje voor het analysemateriaal, 1 doorslag orderformulier met afneembare ID labels, voor sample identificatie.

## Opmerkingen

Niet alle producten, functies of diensten worden in alle landen verkocht.  
De vermelde handelsmerken zijn alleen in bepaalde landen gedeponeerd en niet noodzakelijkerwijs in het land waarin dit materiaal wordt uitgebracht. Ga naar [www.draeger.com/trademarks](http://www.draeger.com/trademarks) voor de actuele status.

**HOOFDKANTOOR**  
Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Duitsland  
[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

**NEDERLAND**  
Dräger Nederland B.V.  
Huygensstraat 3-5  
2721 LT Zoetermeer  
Postbus 310  
2700 AH Zoetermeer  
Tel +31 (0)79 344 46 66  
Fax +31 (0)79 344 47 90  
[receptie@draeger.com](mailto:receptie@draeger.com)

Dräger Nederland B.V.  
Marine & Offshore  
Beurtschipperstraat 1  
3194 DK Hoogvliet  
Tel +31 (0)10 295 27 40  
Fax +31 (0)10 295 27 09  
[sales-mo.sd.nl@draeger.com](mailto:sales-mo.sd.nl@draeger.com)

**BELGIË**  
Dräger Safety België N.V.  
Heide 10  
1780 Wemmel  
Tel +32 2 462 62 11  
Fax +32 2 609 52 60  
[stbe.info@draeger.com](mailto:stbe.info@draeger.com)

Vind uw Dräger-  
contactpersoon op:  
[www.draeger.com/contact](http://www.draeger.com/contact)

